

## AL01-12-100

### “INCUBATEUR CO2 INNOVATIF QUI GARANTIT VOS CULTURES”



### Caractéristiques:

- Système de contrôle facile à utiliser avec affichage LED
- Volume de la chambre / cuve intérieure 50 litres
- Sans ventilateur afin de minimaliser le risque de contamination
- Cuve pressée en une pièce unique, électro-polie
- Acier inoxydable de qualité supérieure, avec résistance exceptionnelle à la corrosion et à la contamination
- Peinture extérieure biocide anti-bactéries
- Système unique de chauffage direct sur 6 faces assurant les plus hauts standards de contrôle et de stabilité de température
- Accès au dos de l'incubateur permettant notamment le monitoring par sondes de température
- Option de 3 ou 6 portes internes

### Spécifications techniques:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Volume (litres):  | 50                                  |
| Convection d'air:   | naturelle                           |
| Etagères:   | 2 standard (livrées), maximum 4     |
| Puissance:  | 350w                                |
| Alimentation électrique Voltage (nominal $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz (V): | 230v (option 110v)                  |
| Température °C:   | ambiante +5 à 60                    |
| Température contrôle °C:  | $\pm 0,1$                           |
| Température stabilité/uniformité @37 °C:                            | $\pm 0,1/\pm 0,25$                  |
| Panneau de contrôle:  | Automatique / affichage LED         |
| Capteur CO2 / portée / contrôle:                                    | Infrarouge / 0 to 20% / $\pm 0,1\%$ |
| CO2 stabilité/ uniformité:  | $\pm 0,2\%$ / $\pm 0,2\%$           |
| CO2 pression d'entrée:  | min 0.3 bar , max 0.7 bar           |
| Humidité RH (@37 °C +5%):   | jusqu'à 95%                         |
| Dimensions externes (L x Profondeur x H (mm)):                      | 534 x 736 x 460                     |
| Cuve intérieure dimensions (L x Profondeur x H (mm)):               | 402 x 402 x 300                     |
| Poids net:  | 38 kg                               |
| Couleur:  | blanche                             |