

AL04-06-230 Ultraschallbad 6 Liter (beheizt)



Technisches Datenblatt

Gegenüber AL04-04-230 ein größeres Korbmaß und eine vergrößerte Wannentiefe für längere Instrumente oder mehr Werkzeuge bzw. Reinigungsteile.

- Optional auch mit Lochdeckel und 1 Liter Bechergläsern.
- Ablauf hinten, Bedienung seitlich

Elektrische Daten:

- Netzspannung: 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenzen: 38 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt: 550 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv: 150 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max.: 600 Watt
- Heizleistung: 400 Watt

Mechanische Daten:

- Wanne max Volumen (ca. Liter): 5.75
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. Liter): 4.3
- Wannen Innenmasse: 300 x 151 x 150 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Aussenmasse: 365 x 186 x 264 (B x Tx H / ca. mm)
- Gewicht (ca. Kg): 5.1
- Material Gehäuse (Edelstahl): V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl): V2A 1.4301 (AISI 304)
- Materialstärke Wanne (ca. mm) 0.8

Technische Eigenschaften:

- Anzahl Schwinger: 3
- LED – Display: X
- Gerätegriffe: X
- Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“) 3/8“

Zubehör:

- Korb Innenabmessungen (ca. mm): 255 x 115 x 75
- Korb Beladung (ca. Kg): 5.0
- Korb (Bestell-Nr.) AL04-06-151
- Plastik Deckel (Bestell-Nr.) AL04-06-150