

# Ультразвуковые бани с нагревом AL04-06-230



Ультразвуковая баня используется для очистки и дегазации химической посуды, а также для лабораторных опытов

## Основные особенности:

- Ультразвуковая емкость сделана из нержавеющей стали
- Функция дегазации специально для удобного применения в лабораториях
- Электронные вращающиеся регуляторы
- Подключение кабеля питания
- Индикация остаточного времени очистки при помощи световых диодов

## Технические характеристики:

- Объем, л 5,75
- Рабочая поверхность ванны (ДЧШЧВ), мм 300 Ч 151 Ч 150
- Максимальная мощность ультразвука, Вт 600
- Эффективная мощность ультразвука, Вт 150
- Мощность нагрева, Вт: 400
- Частота ультразвука, кГц 37
- Электрические параметры 50/60 Гц, 230 В